

Powstałe mikrourazy skóry wykorzystują naturalne zdolności organizmu oraz wrodzoną zdolność naprawy skóry do fizjologicznej indukcji kolagenu. Kontrolowana precyzja DERMAPEN™ pozwala na wyodrębnienie trzech faz mechanizmu jego działania w procesie pobudzania komórek skóry i odbudowy jej struktury.

Pierwszy etap rozpoczyna się wraz z wydzielaniem czynników wzrostu pochodzenia płytkowego i kaskadzie tworzenia nowych komórek naskórka, chemotaksji fibroblastów, proliferacji fibroblastów i pobudzenia produkcji macierzy międzykomórkowej. Procesy proliferacji komórek skóry powodują dalsze wydzielanie czynników wzrostu z fibroblastów, keratynocytów i monocytów co prowadzi do drugiej fazy przebudowy skóry, w której powstają kolagen typu III, IV i I, elastyna, proteoglikany, GAG oraz pobudzane są procesy angiogenezy. Ostatnia faza mechanizmu działania DERMAPEN™ skutkuje przebudową i remodelingiem leczonych tkanek. Poprawia się uciążliwość skóry a jej struktura ulega wzmocnieniu dzięki obecności nowego kolagenu. Kwintesencją działania DERMAPEN™ są naturalne zdolności organizmu do samo leczenia oraz prawidłowej przebudowy tkanek.

REVISAGE

www.dermapen.com.pl



ELLANSÉ™

Wypełniacz biostymulujący

Ellansé™ to wyjątkowy, w pełni wchłaniany, gotowy do użycia, preparat na bazie polikaprolaktonu, stymulujący w skórze produkcję kolagenu typu I, odpowiadającego za naturalną objętość, gęstość oraz sprężystość skóry. Oferuje długotrwały efekt od roku nawet do czterech lat, zachowując stabilny rezultat, w odróżnieniu od preparatów na bazie kwasu hialuronowego. Wszystko to dzięki idealnie gładkiej, sferycznej molekuule kaprolaktanu o masie cząsteczkowej 25-50 µm, która w trakcie wchłaniania nie zmienia swojej wyjściowej objętości. Nie staje się bardziej porowata, a tym samym nie wzbudza wtórnych reakcji na ciało obce, nie tworzy zwłóknień, nie stymuluje ziarninienia. W I fazie procesu wchłaniania (trwa ona około 95% deklarowanego czasu) dochodzi do podziału łańcuchów polimeru na krótsze, przy zachowaniu wyjściowej objętości cząsteczki, dlatego wraz z wyindukowanym kolagenem, stanowi ona naturalny implant. Po 100% wchłonięciu cząsteczki kaprolaktanu, wciąż pozostaje w skórze kolagen typu I, dojrzały, który wpływa na podtrzymywanie efektu zabiegowego oraz działanie przeciwstarzeniowe, dlatego wielu pacjentów jest bardzo zadowolonych z produktów Ellansé™.

Mała ilość preparatu Ellansé™ potrafi doskonale odbudować objętość w miejscu jej ubytku, gwarantując naturalną motorykę tkanek po zabiegu. Liniowe podanie w okolicy żuchwy buduje doskonałe wsparcie dla tkanek i ich należyte przyleganie bez zwiększania objętości. Ze względu na swe właściwości stymulujące kolagen, Ellansé™ sprawdza się w zabiegach rewitalizacji skóry zwiódnącej, pozbawionej wigoru, pokrytej siecią drobnych zmarszczek, poprawiając jej gęstość, jędrność i sprężystość. Sekret tkwi w technice podania.

Pacjenci chwalą sobie natychmiastowy efekt, stabilność i długotrwałość efektu zabiegowego, wynikającego z silnej stymulacji kolagenu typu I, przy zachowaniu naturalnego wyglądu, co wyróżnia Ellansé™ na tle preparatów z kwasem hialuronowym.

Całkowita biogodność, potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i długoletnie doświadczenie preparatu na rynku są gwarancją jakości i zadowolenia lekarzy i ich pacjentów.

Aesthetic Concept

www.aestheticconcept.com.pl




REGENERIS CELLULAR MATRIX

Regeneris Cellular Matrix to efekt wieloletniej pracy lekarzy, biotechnologów i inżynierów tkankowych ze szwajcarskiego Laboratorium RegenLab, którzy stworzyli pierwszy na świecie zestaw do zabiegu kumulującego efekt działania najskuteczniejszych oraz najlepiej przebadanych w medycynie estetycznej substancji, czyli kwasu hialuronowego oraz osocza bogatopłytkowego. Szwajcarska jakość oraz opatentowana technologia firmy Regen Lab w zabiegu Cellular Matrix wykorzystuje potencjał oraz synergii obu naturalnych substancji, pozwalając na wytworzenie pełnowartościowej macierzy komórkowej. Połączenie siły działania osocza bogatopłytkowego, dzięki któremu powstaje kompletna macierz dla formowania nowych komórek skóry i wszystkich typów kolagenu, z mocą nawilżania dwuprocentowego kwasu hialuronowego o anabolicznej molekuule 2 mln. daltonów, daje spektakularne efekty.

Zabieg ten umożliwia cofnięcie w czasie wieku biologicznego skóry i tkanki podskórnej, uzupełniając ubytki tkankowe i widocznie wpływając na jakość, nawilżenie i strukturę skóry.

Lea Vivacy

www.regeneris.pl



Trwałe usuwanie owłosienia, zamykanie naczynek, usuwanie makijażu permanentnego, niwelowanie blizn, fotoodmładzanie, czy termolifting to tylko niektóre procedury zabiegowe, które można wykonać przy użyciu **XLase Plus**.

Doskonałym przykładem jest synergia działania technologii zawartej w głowicy CPL oraz Nd:YAG wykorzystanych w trakcie jednej sesji zabiegowej. Zabieg ten pozwala na doskonale przygotowanie skóry pacjenta przed kolejnymi zabiegami na przykład z wykorzystaniem technik iniekcyjnych. Duży wachlarz możliwości jakie dają głowice kompatybilne z XLase Plus pozwalają na wykonywanie procedur u pacjentów w każdym wieku, a efektem ich działania jest naturalny wygląd skóry.

Inżynierowie firmy BIOTEC ITALIA stworzyli bezpieczny i skuteczny sprzęt o wyjątkowo intuicyjnym sterowaniu – interfejs jest przyjazny, a instalacja i wymiana głowic nie sprawia żadnych trudności. Uniwersalność to kolejny atut XLase Plus – kilka urządzeń można zastąpić jednym korpusem. BIOTEC ITALIA zapewnia również pełną obsługę szkoleniową oraz wsparcie posprzedażowe.

Obecnie pojawiły się w ofercie dwie nowe głowice laserowe kompatybilne z platformą XLase Plus. Jedną z nich to głowica alexdual 760-810nm, umożliwiająca skuteczniejszą

epilację włosów o mniejszym wybarwieniu, jak również możliwość wykonywania bezpieczniejszych procedur zabiegowych na ciemnych fototypach.

Druga, to głowica ginekologiczna Er:Yag 2940nm, umożliwiająca zmniejszenie wiotkości ścian pochwy, zwiększenie elastyczności i stopnia nawilżenia błony śluzowej pochwy, eliminację objawów zespołu rozluźnienia pochwy.

Biotec Lasers Polska
www.biotecpolska.pl



KATEGORIA: *Harmonia Piękna*

APTOS EXCELLENCE VISAGE METHOD

Harmonia Piękna to estetyczny wygląd, pełen równowagi, symetrii, doskonałości, z zachowaniem naturalności, świeżości i młodszej witalności. To także balans między duszą i ciałem, będący wynikiem akceptacji i zadowolenia ze swojego wyglądu, co oczywiście wpływa na lepsze samopoczucie. Firma Aptos już od ponad 20 lat, za sprawą certyfikowanych lekarzy, uszczęśliwia pacjentów na całym świecie, przywracając im naturalne piękno, w sposób harmonijny, bez sztuczności, odbudowując właściwe proporcje i przywracając skórze zdrowie, gęstość, jędrność i prawidłowe nawilżenie. To niekwestionowany lider w dziedzinie korekcji zmian starzeniowych, genetycznych czy wolumetrycznych.

Spośród technik Aptos Excellence Visage to najbardziej unikalna i jednocześnie uniwersalna metoda zabiegowa,

uwielbiana zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów, gdyż koryguje kompleksowo różne objawy starzenia, w sposób naturalny, małoinwazyjny i przyjazny.

To najskuteczniejsze i najbardziej wszechstronne narzędzie do kompleksowej walki z opadającymi tkankami w obszarze całej twarzy, z uwzględnieniem linii brwi, policzków, żuchwy, a także szyi, z jednoczesną odbudową jakości skóry, przywróceniem naturalnej witalności i działaniem przeciwstarzeniowym.

Za sprawą wielokierunkowych wypustów, ułożonych parami, po 4 szt. na każdym centymetrze nici, opatentowanych przez dr M. Sulamanidze oraz zintegrowaniu z nietraumatyczną, zaokrągloną kaniulą, przenikającą tkanki bez ich kaleczenia, możemy przemieszczać tkanki miękkie, dowolnie je modelując do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, odbudowując utraconą objętość, równomiernie rozgładzając zmarszczki i fałdy oraz odmładzając skórę.

Długie 18 cm nici Excellence Visage doskonale zamocowane są w tkankach, przenikając je na kształt litery Z ("Z lifting") skutecznie je unoszą i naprowadzają na pierwotne położenie w obrębie każdego kompartmentu tłuszczowego, bez dokładania sztucznej objętości. W zabiegu Visage Oval nici Excellence doskonale napinają linię żuchwy i okolice podbródkową, modelując owal twarzy. bez rozciągania ust. W obszarze szyi nie tylko przywracają prawidłową jędrność, ale także tak ważną elastyczność skóry, naturalną gęstość i witalność, likwidując zmarszczki i bruzdy.

Dzieje się tak za sprawą unikalnej kompozycji nici, rozpuszczalnego materiału, będącego kopolimerem kwasu polimlekowego i kaprolaktonu, dwóch stymulatorów tkankowych, teraz wzbogaconych także o kwas hialuronowy P(LACL)HA, stanowiąc tym samym trzecią już generację nici Aptos. Struktura nici zapewnia natychmiastowy efekt liftingu, a zawarty w niciach kwas hialuronowy wpływa także na natychmiastową rewitalizację skóry. Ponadto wspiera syntezę kolagenu tuż po implantacji, a po ok 90 dniach rozpoczyna się druga faza stymulacji kolagenu, spowodowana aktywnością kwasu polimlekowego. Zaletą tego połączenia składników jest także skrócenie czasu rekonwalescencji pozabiegowej.

W efekcie pacjent uzyskuje kompleksową i harmonijną odbudowę piękna: uniesienie i naprowadzenie tkanek na właściwe położenie, odbudowanie w naturalny sposób ubytków tkankowych, rozgładzenie fałdów i zmarszczek, przebudowę skóry. Skóra staje się gęsta, jędrna, elastyczna, nawilżona i naturalnie piękna, i to nie tylko w obszarze twarzy, ale także szyi. A wszystko to w sposób nietraumatyzujący tkanek i łatwy do założenia.

Aesthetic Concept
www.aestheticconcept.com.pl



STYLAGE® XXL

Stylage® XXL to francuski preparat na bazie kwasu hialuronowego opracowany przez naukowców z Laboratoires Vivacy, z wykorzystaniem unikalnej technologii IPN-Like, polegającej na wzajemnym przenikaniu się sieci hialuronianu. Technologia ta gwarantuje odpowiednią wiskoelastyczność preparatu, równomierność iniekcji i idealne rozmieszczenie preparatu w skórze.

Stylage® XXL charakteryzuje się największą spoistością i zdolnością korekcji objętościowej spośród wszystkich produktów gamy Stylage®.

Preparat **Stylage® XXL** o odpowiednio dobranych właściwościach reologicznych zwiększa objętość tkanek podskórnych (na kościach policzkowych, policzkach, podbródku) i zapewnia błyskawiczną korekcję głębokich ubytków. Zawarty w preparacie mannitol – naturalny przeciwutleniacz, wykazuje silne działanie przeciwrodnikowe, opóźniające degradację kwasu hialuronowego w skórze, a tym samym wydłużające okres utrzymywania się efektu zabiegu.

Preparat **Stylage® XXL** umożliwiając **wypełnienie dużych ubytków objętości, pozwala na przywrócenie harmonijnych proporcji twarzy.**

Lea Vivacy
www.stylage.pl

