

MAGAZYN MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

# rynek estetyczny

Cena 13,50 zł (8% VAT)

[www.rynekestetyczny.pl](http://www.rynekestetyczny.pl)

2/III-VI/2015 ISSN 2353-8279

## Lipofilling: tłuszcz urodzie pomocze



■ **NIGI**

Tak wygląda  
odświeżanie twarzy

■ **LASERY**


W walce  
z przebarwieniami

■ **USTA**

Mają wyglądać  
lepiej, nie  
inaczej

■ **PRAWO**

Lekarz, kosmetolog,  
pacjent



Rynek estetyczny ISSN 2353-8279

03  
9 177 235 31 827 50 4



ELLANSÉ / TIME CLINIC

## SPÓJRZ MI W OCZY!

Zupełna nowość na polskim rynku! Zabieg, który sprawi, że twoje spojrzenie odmłodzi. I to na lata. Przedstawiamy Ellansé!

**T**o nowa mezoterapia. Czym się różni od innych? Działa dłużej i silniej niż ta klasyczna, bo preparat do niej wykorzystywany ma podwójne działanie. Dlatego efekty zabiegów są wyjątkowo długotrwałe – utrzymują się 2-4 lata. Wystarczy, że zrobisz go raz czy dwa.



„Chcemy czy nie – z wiekiem nasza skóra ulega procesowi starzenia, traci witalność i naturalny kolagen. Prowadzi to do utraty jędrności, tworzenia się fałdek i zmarszczek. Ale możemy odwrócić ten proces. Zabieg z użyciem Ellansé w nowy sposób poprawia jakość skóry poprzez biostymulację, czyli pobudzenie naturalnej odbudowy kolagenu. Jest on również

wypełniaczem korygującym zmarszczki. Ten podwójny efekt sprawia, że twarz nie tylko odzyskuje utraconą objętość, ale również gładkość skóry”.

dr Anna Piwek, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

„Badania kliniczne potwierdzają, że całkowita wchłanianie składników Ellansé oraz ich cenne właściwości zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i efektywność. Produkt nie wywołuje alergii i zapewnia odwracalność rezultatu zabiegowego. Ellansé jest dobrze znany i popularny na całym świecie, a lekarzom medycyny estetycznej daje niepowtarzalne możliwości stymulacji naturalnego kolagenu, szczególnie w okolicach trudnych – takich jak okolica oka. I co ważne, zawsze daje naturalne efekty!”

dr n.med. Cezary Pszenny, chirurg, lekarz medycyny estetycznej



**Time Clinic**  
CH Panorama w Warszawie  
al. Witosa 31, piętro II, lok. 216  
Warszawa, tel. + 48 533 222 777  
[www.timeclinic.pl](http://www.timeclinic.pl)

**TIMECLINIC**  
LEKARZE MEDYCYN Y ESTETYCZNEJ

**ELLANSÉ™**  
A touch of youth  
[www.ellanse.pl](http://www.ellanse.pl)

POWER BRIGHT TRX™ / DERMALOGICA

## WYBIELAJĄCE TRIO

Twoja twarz usiana jest przebarwieniami? Znamy skuteczne rozwiązanie! Dermalogica stworzyła efektywny system ochrony skóry, skutecznie zwalczający zmiany hiperpigmentacyjne.

### CO ZA PLAMA!

Ciemniejsze ślady na skórze, które powstały w wyniku działania promieniowania UV, hormonów, stanów zapalnych albo metryki to, wg badań, główny wyznacznik postrzegania wieku. Jeśli chcesz wyglądać młodo, przebarwienia to pierwsza rzecz, której powinnaś się pozbyć. Pomoże ci w tym nowa linia PowerBright TRx™.

### MOCNA TRÓJKA

Trzy wysoce aktywne preparaty wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie rozświetlania skóry. Serum C-12 Pure Bright równoważy pigmentację kombinacją peptydów, kwasu fitowego, glicynianu cynku oraz alg. Nakładany po nim krem nawilżający Pure Light SPF50, chroni skórę przed UV technologią Oleosomów (nawilżających struktur kulistych z nasion szafranu, które pozwalają na dłuższe działanie filtra), a produkcję melaniny reguluje Oligopeptyd-34 i czerwone algi. Natomiast Pure Night, odżywiający krem na noc, maksymalizuje korzyści całego systemu podczas nocnej regeneracji. Jest wzbogacony o wit. C, a barierę lipidową przywraca skórze dzięki zawartości oleju żurawinowego i malinowego.

### DZIAŁANIE NA PIĄTKĘ

Potęguje je warstwowe nakładanie aktywnych kompleksów. Przebarwienia z dnia na dzień bledną, a skóra staje się jaśniejsza i wyraźnie gładsza.



Serum C-12 Pure Bright, 399zł;  
Krem Pure Light SPF50, 276zł;  
Krem Pure Night, 332zł

**dermalogica®**  
a skin care system researched and developed by The International Dermal Institute

[www.dermalogica.pl](http://www.dermalogica.pl)

# Unikalność i doświadczenie w technikach liftingujących

## Nici APTOS

Polska to dziś jeden z największych rynków medycyny estetycznej i to nie tylko w Europie. Nie dziwi ogromne zapotrzebowanie na tego typu zabiegi. Jak więc skutecznie wyróżnić się, na tle konkurencji, przy tak nasyconym rynku usług medycznych? Po pierwsze: stawiać na profesjonalizm i unikalność oferowanych usług. Po drugie stosować wyłącznie rozwiązania gwarantujące skuteczność zabiegową i bezpieczeństwo pacjenta!



Do takich rozwiązań z pewnością należą techniki liftingu za pomocą nici Aptos, które naprowadzają opadnięte tkanki na pierwotne położenie, przywracając naturalny młody wygląd, a wszystko to bez użycia skalpela. Skuteczność zabiegową Aptos potwierdzają liczne nagrody, publikacje naukowe i badania kliniczne oraz imponująca liczba ponad 1.000.000 wykonanych zabiegów.

### DLACZEGO WARTO SIĘGAĆ PO ROZWIĄZANIA APTOS?

Jednym z najistotniejszych atutów metody Aptos jest osoba autora i twórcy, światowej sławy chirurga plastyka, dr Marlena Sulamanidze, który w 1996 roku opracował wypusty na niciach chirurgicznych. To rewolucyjne rozwiązanie umożliwia kotwiczenie nici w tkankach, w celu ich unoszenia – uzyskując spektakularny LIFTING bez użycia skalpela! Dzisiaj opatentowane, unikalne rozwiązania Aptos dostępne są w ponad 48 krajach na całym świecie. Prawie 20 letnie doświadczenie w temacie nici przyczyniło się do powstania bogatego programu nici Aptos, który uwzględnił specyfikę opadu tkanek poszczególnych obszarów twarzy i ciała, pozwalając na zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego klienta z zachowaniem optymalnego efektu liftingu.

### PERŁA ZA NAJLEPSZY PRODUKT DO NIECHIRURGICZNEGO LIFTINGU EXCELLENCE VISAGE

– doceniona przez lekarzy i nagrodzona Perłą Dermatologii Estetycznej 2013 w kategorii „Najlepszy produkt do niechirurgicznego liftingu”. Aptos Excellence to seria produktów wchłaniających przeznaczona do skutecznego maoinwazyjnego liftingu twarzy, szyi, piersi, ramion, ud, kolan, brzucha oraz pośladków. Podstawowa cecha to nowoczesny typ dwukierunkowych wypustów, ułożonych parami naprzemiennie wokół nici po całej jej długości, mocno chwytających tkanki i naprowadzających je na właściwe z estetycznego punktu widzenia położenie. Zaletą tej konstrukcji nici jest jej wysoka skuteczność, przy zachowaniu możliwości implantacji za pomocą nieinwazyjnych kaniul, które nie traumatyzują tkanek, wprowadzane są poprzez pojedyncze punkty wklucia (bez wyktuwania). Przy podaniu małej ilości znieczulenia miejscowego zabieg jest całkowicie bezbolesny, a proces regeneracji tkanek ekspresowy.



### SPEKTAKULARNY LIFTING PIERSI

Skuteczna, podparta badaniami klinicznymi technika tzw. „podskórnego biustonosza” Aptos z podwieszaniem podobojczykowym, zapewnia możliwość osiągnięcia oczekiwanego kształtu piersi bez pooperacyjnych blizn. Pozwala przy tym utrzymać stabilność formy i wysokiego usytuowania piersi i ochronić efekt zabiegowy przed wpływem grawitacji na lata. Dla osób chcących zrewitalizować biust, poprawić jego formę, a przez to też i delikatnie powiększyć i unieść, jest alternatywa w postaci bezinwazyjnej techniki z użyciem rozpuszczalnych nici Aptos Excellence Body.

### RAMIONA, UDA, POŚLADKI ...

Wspomniane już Aptos Excellence Body doskonale napinają pośladki, wewnętrzną stronę ramion i ud, unoszą fałdy nadkolanowe. Z powodzeniem można je zastosować także dla przywrócenia utraconej w okresie ciąży jędrności powłok brzusznych lub w celu modelowania okolic pępka.

## DELIKATNE OBSZARY WYMAGAJĄ SUBTELNEGO TRAKTOWANIA

Dla wrażliwych obszarów, z cienką warstwą tkanki tłuszczowej takich jak szyja, czy dekolt dedykowane są specjalne rodzaje najnowszej generacji nici Aptos Nano. Nano Vitis w postaci splecionego warkocza rozprężają się po kilku tygodniach od implantacji unosząc i silnie rewitalizując tkanki, przywracając naturalną gęstość i jędrność. Dlatego też doskonale sprawdzają się w zabiegach odmładzających grzbiety dłoni i wymagające okolice oka: dolnej i górnej powieki, doliny łez. Nano Springi z kolei, na zasadzie sprężystej rozciągliwej spirali przeznaczone są do liftingu obszarów o wzmózonej ruchomości mięśniowej. Możemy korygować np. poprzeczne zmarszczki szyi i tzw. zmarszczki senne, linie marionetki lub tzw. zmarszczki palacza, a także nadawać pełniejszy kształt ustom, niwelując przy tym opadające kącki.



## WNIOSKI KOŃCOWE

Wiele zagranicznych firm próbowało wzorować się na wynalazku dr Sulamanidze, opracowując swoje własne technologie. Sama próba naśladownictwa (obarczona dodatkowo ograniczeniami patentowymi) bez rozumienia często zależności pomiędzy konstrukcją danej nici, jej cechami fizykalnymi, a właściwościami liftingującymi, czy biorewitalizacyjnymi, skutkuje rozczarującymi pod względem efektywności rozwiązaniami pojawiającymi się na rynku. Samo okrzyknięcie nici - nicią z wypustami nie czyni jej skuteczną w zakresie liftingu. Bogate doświadczenie firmy Aptos w wykonywaniu zabiegów liftingujących z użyciem nici i tworzenie stale nowych rozwiązań adekwatnie do potrzeb pacjentów i lekarzy, jest gwarancją jakości i skuteczności. Szeroka paleta nici Aptos pozwala na bardzo zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego pacjenta i stanowi skuteczne rozwiązanie problemu utraty jędrności i opadania tkanek z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru twarzy i ciała. Ze względu na zachowanie naturalnego wyglądu oraz bezinwazyjność zabiegów te cieszą się ogromną popularnością wśród kobiet i mężczyzn ceniących aktywny tryb życia.

Renata Frączek  
Aesthetic Concept

## UNIKALNE ZABIEGI W OBSZARZE PODBRÓDKA

Aptos oferuje bardzo kompleksowe podejście do wszelkich problemów związanych z opadem tkanek, utratą jędrności, w tak trudnym obszarze jak linia żuchwy i strefa podbródka. Zaburzenia tego typu spotykane są właściwie w każdym wieku pacjenta, ale przyjmują indywidualną formę i takie też podejście należy zastosować, aby skutecznie liftingować, usuwać podwójny podbródek, przywracać utracony owal. Strefa ta charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną strukturą, niejednorodnym kształtem powierzchni zabiegowej. Często mamy do czynienia z zaawansowanymi ptozami, nie rzadko w połączeniu z nadmiarem tkanki tłuszczowej oraz skóry. Dlatego w tych zabiegach należy zastosować najbardziej zaawansowane techniki Aptos Needle 2G, wykorzystujące długie 50 cm nici, w całości pokryte wypustami, pochyłymi z dwóch stron w kierunku środka nici, wyposażone w podwójne igły obustronnie ostre, pozwalające na pokonywanie dowolnego konturu i wyznaczanie prawidłowego dla skutecznego liftingu wektora przebiegu nici. Dla chirurgów dostępne są także Needle 2/0, które stanowią idealne uzupełnienie tradycyjnego liftingu twarzy, o skuteczną korektę obszaru podbródka.

