





rynek estetyczny

Cena 13,50 zł (8% VAT)

www.rynekestetyczny.pl

2/III-VI/2019 ISSN 2353-8279

Medycyna estetyczna unormowana



ZARZĄDZANIE
Jakie są
najpopularniejsze
zabiegi

**MEDYCINA
ESTETYCZNA**
Prof. Olszański
o hialuronidazie

PRAWO
Sąd przyznał
odszkodowanie
za usta

WYWIAD
Jendrysik,
Pototschnig, SabiŃto,
Sebhan, Stawarz

Bożena Jendrysik



Chirurg Bożena Jendrysik, w rozmowie z „Rynkiem estetycznym” dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z nićmi. – Wszechstronność, doskonałe i długotrwałe efekty kliniczne oraz krótszy, niż w przypadku chirurgii plastycznej okres rekonwalescencji to najważniejsze atuty nici liftingujących Aptos - mówi

Liftingujące właściwości nici

Rynek estetyczny: - Jest Pani chirurgiem, właściwie czemu Pani stosuje nici, skoro można zrobić operacyjny lifting?

Bożena Jendrysik: - Obecnie pacjenci chętniej poszukują zabiegów w trybie ambulatoryjnym, nie wiążących się z długim okresem rekonwalescencji lub koniecznością znieczulenia ogólnego. Nici liftingujące Aptos wydają się być dla takich właśnie osób idealnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że każda procedura medyczna, wymaga to przemyślanej i starannej kwalifikacji. W części przypadków zmiany związane z wiekiem i z opadaniem tkanek są na tyle zaawansowane, że jedynie operacja plastyczna jest w stanie dać pożądany efekt estetyczny.

Jacy pacjenci kwalifikują się do zabiegu liftingującego z nićmi?

To jest bardzo duża grupa. Najlepsze wyniki uzyskuje się u pacjentów z niewielkim lub średnim stopniem opadania tkanek. Dla mnie osobiście są one niezawodne przy korekcyi tzw. chomików, linii owalu, podbródka. Unikato-wa konstrukcja przestrzenna nici pozwala na skuteczne i długotrwałe podniesienie

tkanek w tej okolicy i uzyskanie znakomitego efektu liftingującego. Techniki z użyciem nici zajmują obszar pomiędzy dermatologią estetyczną a chirurgią plastyczną uzupełniając je i poszerzając jednocześnie. Moje osobiste doświadczenie obejmuje 15-letni okres pracy z wieloma rodzajami nici, ale obecnie skupiłam się na produktach firmy Aptos, które spełniają moje wymagania oraz oczekiwania moich pacjentów, dotyczące efektu podniesienia tkanek i kompleksowej poprawy jakości skóry.

To są wchłanialne nici?

Są dwa podstawowe rodzaje. Wchłanialne są zbudowane z kwasu polimlekowego i kaprolaktonu. Obecnie weszła też nowa generacja nici wchłanialnych, które dodatkowo zawierają kwas hialuronowy. Są też nici nierozpuszczalne - polipropylenowe - dedykowane np. osobom z grubą, ciężką skórą, kiedy potrzebne jest uniesienie większej ilości tkanki. Stosuję je też np. do korekty odstających uszu, przy platysmy - czyli przy zabiegu korekcyjnym szyi - albo w zabiegach korekty asymetrii twarzy u osób z porażeniem nerwu twarzowego. Można nici nierozpuszczalne zasto-

sować też u osób z przeciwwskazaniami do materiałów wchłanialnych np. u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Zdecydowanie częściej jednak robię zabiegi z wykorzystaniem nici rozpuszczalnych.

Skąd popularność wchłanialnych nici?

To co cenię w niciach Aptos, to przede wszystkim różnorodność - nie jest to jedna nitka do leczenia wszystkiego. Lekarz ma możliwość doboru produktu do konkretnego problemu, z którym przychodzi pacjent. Dysponuję przykładowo osobną nitką do podniesienia linii marionetki, inne są do liftingu policzków, inne do liftingu szyi. Każda z nici jest dedykowana do określonego zabiegu, który ma charakter celowany - rozwiązuje przyczyny problemu. Dzięki temu jest skuteczny a jego efekt trwa dłużej i zaspokaja oczekiwania pacjentów.

Wspomniała Pani, że obecnie wchodzi do użycia nowa generacja nici. Jakie ma Pani z nimi doświadczenia, na czym polega różnica?

Różnica polega na tym, że są one pokryte warstwą kwasu hialuronowego. To skutkuje

przede wszystkim zmniejszeniem odczynu zapalnego po zabiegu. Kwas hialuronowy łagodzi reakcję na ciało obce jakim jest nitka. Pacjenci wychodzą z gabinetu mniej opuchnięci. Skracają się też okres rekonwalescencji. Potwierdza to badanie, które wykonywałam i prezentowałam ostatnio na konferencji IMCAS w Paryżu. Pacjentki miały po jednej stronie twarzy nitki z kwasem hialuronowym a po drugiej bez. Wszystkie pacjentki podawały, że okres rekonwalescencji jest krótszy w przypadku nici z HA. Poza tym dzięki obecności kwasu hialuronowego nowe nici podnoszą znacząco poziom elastyny oraz kolagenu w skórze, czyli zwiększają jej sprężystość i elastyczność. Efekt pojawia się już po około 2-3 tygodniach. Efekt stymulacji w przypadku nici starszej generacji pojawiał się mniej więcej po 6-8 tygodniach. Krótszy okres rekonwalescencji oraz bardziej spektakularny efekt poprawy jakości skóry to chyba dwa najważniejsze czynniki wyróżniające nici nowej generacji. Ich efekt liftingujący jest równie mocny jak nici klasycznych bez kwasu hialuronowego.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: D. Mieczkowski

APTOS

THREAD LIFTING METHODS


3^{Ha} Generacja nici APTOS z

Kwasem Hialuronowym


polimlekowym i kaprolaktonem
do jednoczesnego liftingu i odmłodzenia

Tkanka łączna

Tkanki łączne, 30 dni, zabarwione metodą Weigert-Van-Gieson, x 100



Nici PLACL



Nici PLACL powleczone HA


Wnioski i zalety

- Przyspieszenie okresu rekonwalescencji;
- Redukcja reakcji zapalnych organizmu;
- Ograniczenie ryzyka.


Materiał pokryty kwasem hialuronowym jest postrzegany przez organizm bardziej korzystnie, ze względu na przeciwzapalne właściwości kwasu hialuronowego.

Elastyna

Tkanki łączne, 30 dni, zabarwione metodą Weigert-Van-Gieson, x 100



Nici PLACL




Nici PLACL powleczone HA

Wnioski i zalety

Elastyna - wzmożona obecność elastyny już 14 dni od implantacji przyczynia się do przywrócenia elastyczności i świeżości zanikającej skóry właściwej.

Jak można zauważyć w powyższych zdjęciach histologicznych, znacząca supremacja włókien elastyny jest zauważalna w przypadku materiału PLACLHA. W związku z tym przywrócenie elastyczności i świeżości skóry w przypadku implantacji nici PLACLHA można zaobserwować dużo wcześniej.

Kolagen



Porównanie obrazów histologicznych 30 dni. Kolagen typu I (kolor Sirius czerwony, światło spolaryzowane, x 100) jest oświetlony czerwonym widmem światła, kolagen typu III jest oświetlony zielonym spektrum światła.

Podsumowanie


- PLACLHA ma wyższy odsetek kolagenu typu I w okresie 14-60 dni. Ten typ kolagenu pozytywnie wpływa na właściwości elastyczne skóry, charakteryzujące się "młodą" skórą i podskórną tkanką tłuszczową.
- PLACLHA ma większy udział kolagenu fibrylarnego typu III w okresie 14-60 dni. Ten rodzaj kolagenu jest szkieletem skóry właściwej i wzmacnia jej siłę.

HIT 2019 APTOS HA. Najlepsze zabiegi liftingujące i odmładzające.



JUŻ W SPRZEDAŻY!

ZADZWOŃ: 22 415 67 92



APTOS

THREAD LIFTING METHODS

Nowe zabiegi Aptos gwarantują natychmiastowe uniesienie tkanek z odbudową kolagenu i elastyny oraz skracają rekonwalescencję pozabiegową.



3 generacja nici APTOS

- skuteczność potwierdzona przez ponad 2 letnie badania kliniczne. Wyjątkowe rozwiązanie w opinii ekspertów z całego świata w tym trenerów z Polski!

"Nowe nici Aptos z kwasem hialuronowym to absolutny przełom w zabiegach medycyny estetycznej. Od kilku lat z powodzeniem stosuję metody zabiegowe Aptos, ale tak szybki efekt odmłodzenia zaskoczył zarówno mnie, jak i moich Pacjentów"

dr Bożena Jendrysik

ul. Hanki Czaki 2/69
01-588 Warszawa
tel. +48 22 415 67 92



AESTHETIC CONCEPT
www.aestheticconcept.com.pl

Nici liftingujące z kwasem hialuronowym

To 3. Generacja nici Aptos z kwasem hialuronowym do jednoczesnego liftingu i odmładzania tkanek. Nici Aptos Excellence, nagrodzone Perłą Dermatologii Estetycznej, o unikalnym układzie wypustów, gwarantujące mocny i stabilny lifting tkanek miękkich, zostały wzbogacone. Do materiału biowchłanialnego, bazującego na stymulatorach: kwasie polimlekowym i kaprolaktonie, dodano kwas hialuronowy, tworząc 3. już generację nici liftingujących Aptos P(LACL)HA. Dzięki rewolucyjnej formule, pacjenci osiągają natychmiastowy efekt liftingu z jednoczesną biorewitalizacją skóry. Aesthetic Concept – wyłączny dystrybutor nici Aptos na

rynku polskim - zapraszamy na uroczystą prezentację nowego produktu Excellence z HA, którą poprowadzi współtwórca metod Aptos dr Sulamanidze, w trakcie XVIII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Warszawie (27-30.09.2018r.) Firma, przygotowała oferty specjalne, połączone z konkursem, którego rozstrzygnięcie nastąpi na kongresie. www.aestheticconcept.com.pl

