

EXCELLENCE METHOD

Uniwersalna nić wchłanialna z wielokierunkowo, specjalnie zaprojektowanymi wypustkami przeznaczona do liftingu, wzmacniania tkanek i rewitalizacji okolic sromu. Doskonale mocuje się w tkankach i naprowadza je na właściwe położenie, a właściwości stymulujące produkcję kolagenu, przebudowują strukturę tkanek, tworząc wzmacniający stelaż. Stosowana do plastyki pochwy, wzmacnia przednią i tylną ścianę, przywraca jej sprężystość i witalność, a także nawilżenie w przypadku użycia nici 3 Generacji z HA. Prowadzi to do odtworzenia jej funkcji podpierającej cewkę moczową i tym samym zapobiega mimowolnemu wyciekaniu moczu. Nici są implantowane za pomocą kaniuli z atraumatyczną końcówką, zapobiegając tym samym dodatkowemu krwawieniu i obrzękowi po zabiegu. Metoda jest szybka i komfortowa.

SPRING METHOD

Niść wchłanialna spiralnie owinięta wokół kaniuli bądź igły. Spring idealnie sprawdza się w strefie wzmożonej ruchomości mięśniowej, nadaje sprężystość oraz modeluje kształt. Wersja Light Lift Spring z grubszą średnicą splotu implantowana jest w obszarze warg sromowych, przywracając naturalne krągłości warg sromowych, a następnie wektor nici krzyżuje się w kroczu, podnosząc tym samym poziom wejścia do pochwy. Po zaimplantowaniu oprócz działania mechanicznego, stymuluje produkcję kolagenu, zagęszcza i ujędrnia skórę. Jej delikatniejsza wersja Nano Spring umieszczona jest na kaniuli o tępej końcówce i wykorzystywana głównie do odbudowy objętości, rewitalizacji i wzmocnienia tkanek. Świetnie sprawdza się w korekcyjnym warg sromowych, przywracając naturalną gęstość i jędrność. Maksymalny efekt widoczny w ciągu 1-1,5 miesiąca po zabiegu i utrzymuje się do 2 lat.

LL NEEDLE METHOD S

Wchłanialna (P(LA/CL) lub polipropylenowa nić (50 cm długa) z dwukierunkowymi wypustkami, przymocowana do pary atraumatycznych igieł (w kształcie lekko zaostrej rurki). Przeznaczona do odmładzania i zwężania ujścia pochwy. Nowoczesne narzędzie do implantacji pozwala na wielokrotne przejścia, zmianę kierunku prowadzenia nici, a tym samym gwarantuje mocny szew i długotrwały efekt. Nie wymaga żadnych nacięć, ani bardzo głębokich przejść. Metody implantacji dobierane są w zależności od stopnia złożoności problemu.

Minimalnie inwazyjne zabiegi które możemy wykonywać za pomocą ginekologicznych nici APTOS:

- Zwężanie ujścia pochwy i plastyka krocza
- Odbudowa objętości i rewitalizacja warg sromowych
- Odmładzanie pochwy poprzez wzmocnienie przedniej i tylnej ściany, poprawę jej sprężystości i witalności, podtrzymanie cewki moczowej i powstrzymanie pierwszych objawów WNM - wisiłkowego nietrzymania moczu
- Lifting tkanek

Dlaczego nici APTOS? Jakie są zalety takiego zabiegu?

- Technologia ta pomaga zrekonstruować estetyczny i funkcjonalny stan żeńskich okolic intymnych
- Pozwala nie tylko modelować, ale także wypełniać i ujędrniać bez ograniczenia ruchomości
- Zabieg jest minimalnie inwazyjny i szybki (20-30 minut)
- Zapewnia szybki powrót do zdrowia
- Przeprowadza się go ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym
- Efekt jest długotrwały ze względu na działanie mechaniczne, jak i rewitalizujące skórę
- Nici wykonane są z biostymulatorów tkankowych (PLA i PCL)
- Nieinwazyjna plastyka pochwy nićmi zalecana jest szczególnie u pacjentek, u których tkanki pochwy straciły swoje napięcie i elastyczność z powodu porodu, urazu lub wrodzonej patologii

WWW.APTOS.PL
WWW.AESTHETICCONCEPT.COM.PL

APTOS
THREAD LIFTING METHODS

APTOS
THREAD LIFTING METHODS

INTIMATE
BEAUTY

Odmładzanie i przywracanie funkcjonalności okolic pochwy, krocza i sromu za pomocą nici APTOS.

Z biegiem lat, nie tylko skóra twarzy zaczyna wykazywać oznaki starzenia, dotyczy to także innych części ciała. Zmieniają się struktury komórkowe i tkankowe, co prowadzi do utraty elastyczności oraz zmniejszenia napięcia. Zmniejsza się produkcja kolagenu, skóra odwadnia się, traci nawilżenie i staje się wiotka, a naskórek coraz cieńszy. Mamy na to receptę. Współczesna medycyna jest w stanie zaoferować nową, minimalnie inwazyjną metodę leczenia z zastosowaniem nici APTOS.

Biowchłanianalne włókna na bazie kwasu polimekowego i kaprolaktanu z mikroskopijnymi haczykami (wypustami) lub w kształcie gęsto zwiniętej spirali z funkcją pamięci, są umieszczane podskórnio w okolice wiotkiej skóry. Zarówno kwas polimekowy, jak i kaprolakton - to dwa silne stymulatory tkankowe i są szeroko wykorzystywane w medycynie, w tym także do tworzenia wchłanianych nici chirurgicznych. Dlatego metoda ta zapewnia zgodność biologiczną i bezpieczeństwo. Doświadczenie firmy APTOS w zakresie implantacji nici w zabiegach odmładzających sięga już ponad 23 lata i gwarantuje wysoką skuteczność zabiegu.

Poznaj minimalnie inwazyjne zabiegi: zwężania wejścia do pochwy, przebudowy struktury tylnej i przedniej ściany pochwy z podtrzymaniem cewki moczowej i zmniejszeniem pierwszych objawów w zakresie wysiłkowego nietrzymania moczu, unoszenia tkanek okolic krocza z jednoczesnym liftingiem w obszarze warg sromowych, rewitalizacji i przywracania młodzieńczej krągłości stref intymnych z zastosowaniem nici APTOS!

Wraz z zanikiem włókien kolagenu tkanki pochwy i sromu tracą swoją elastyczność i vitalność. I o ile w przypadku twarzy od lat stosowane są zabiegi kosmetyczne oraz odpowiednia pielęgnacja, dla utrzymania młodego wyglądu, tak w przypadku stref intymnych polecane są minimalnie inwazyjne zabiegi z pomocą nici APTOS - przywracające jędrność i funkcjonalność tych okolic.

Utrata elastyczności i napięcia w tkance pochwy pojawia się z wielu powodów, w tym: • **Starzenia się** • **Palenia** • **Otyłości** • **Porodu** • **Histerektomii** • **Przebytych operacji** • **Nacięcia krocza**

Wydarzenia te powodują zamianę naturalnego kolagenu skóry na włókna, które nie obkurczają się i nie rozciągają prawidłowo. Zwężanie wejścia do pochwy za pomocą nici to zabieg, który przywraca zarówno wygląd, jak i funkcje okolicy pochwy. Powoduje on podwójny efekt:

- **Anatomia krocza i przedsionka pochwy zostaje zrekonstruowana**
- **Tkanki zostają trwale przebudowane**, wzmocnione i ujędrnione, gdyż wokół każdej nici wytwarza się nowy kolagen. Dzieje się tak poprzez bezpośrednie naciągnięcie tkanki wskutek działania mechanicznego oraz poprzez zjawisko neokolagenezy, która tworzy rodzaj steżu tkankowego pełniącego funkcję "wtórnego wektora ciągnięcia". Dlatego efekt utrzymuje się jeszcze bardzo długo, po wchłonięciu nici. Szczególnie skuteczna jest także rewitalizacja warg sromowych za pomocą nici armirujących APTOS. Przywraca naturalną gęstość i jędrność tkanek oraz młodzieńczy wygląd.

Nici są stosowane na takiej głębokości, jaka jest niezbędna dla pożądanego efektu. Inaczej dobieramy głębokość w przypadku rewitalizacji warg sromowych, odbudowy objętości i przywrócenia estetycznego wyglądu, a inaczej w przypadku szycia chirurgicznego w obszarze przedsionka pochwy, czy w celu przywrócenia prawidłowego napięcia przedniej czy tylnej ściany pochwy. Okres rekonwalescencyjny trwa około 2-5 tygodni, w zależności od typu zabiegu. Wszystkie zabiegi, w tym zabieg zwężania i odmładzania pochwy wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i może być przeprowadzany zarówno u kobiet, które rodziły, jak i u kobiet, które nie rodziły i w żadnym stopniu nie ogranicza możliwości porodu siłami natury. Ten szybki i prosty zabieg pozwala kobietom odzyskać pewność siebie.

Szczególnie skuteczna jest także rewitalizacja warg sromowych za pomocą nici armirujących APTOS. Przywraca naturalną gęstość i jędrność tkanek oraz młodzieńczy wygląd.

APTOS

THREAD LIFTING METHODS

Poznaj minimalnie inwazyjne zabiegi APTOS:

- **Zwężanie wejścia do pochwy**
- **Przebudowa struktury tylnej i przedniej ściany pochwy z podtrzymaniem cewki moczowej**
- **Zmniejszenie pierwszych objawów w zakresie wysiłkowego nietrzymania moczu**
- **Unoszenie tkanek okolic krocza z jednoczesnym liftingiem w obszarze warg sromowych**
- **Rewitalizacja i przywracanie młodzieńczej krągłości stref intymnych**
- **Przeciwdziałanie suchości pochwy po porodzie, bądź terapii hormonalnej**



AESTHETIC CONCEPT

ul. Hanki Czaki 2/69

01-588 Warszawa

tel. +48 22 415 67 92

www.aestheticconcept.com.pl

